

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA ELIMINACIÓN DE MOLDES DE 1500 MM DE ANCHO



SKU: N / A | **Categorías:** [Mesa de Extracción de Moldes de Acero Inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa de Acero Inoxidable para Eliminación de Moldes de 1500 mm de Ancho[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Mesa de acero inoxidable para eliminación de moldes de 1500 mm de ancho
- Mesa de eliminación de moldes de acero inoxidable 1500 mm de ancho, con rejilla extraíble a la izquierda, 500 x 500 mm y recipiente de recogida con ruedas
- Dimensiones: (wxdxh) = 1500 x 700 x 850 mm[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO