

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA ELIMINACIÓN DE MOLDES DE 750 MM DE ANCHO



SKU: N / A | **Categorías:** [Mesa de Extracción de Moldes de Acero Inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa de Acero Inoxidable para Eliminación de Moldes de 750 mm de Ancho

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Mesa de acero inoxidable para eliminación de moldes de 750 mm de ancho
- Mesa de eliminación de moldes de acero inoxidable con rejilla extraíble 500 x 500 mm con embudo de caída hecho de V2A y contenedor de captura en los rodillos
- Dimensiones: (wxdxh) = 750 x 700 x 850 mm[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO