


## MESA DE METALES PRECIOSOS GÉMINIS MASA B-150



Gemini Masa, también conocida como la mesa de metales preciosos, funciona de acuerdo con el principio de peso específico. Ideal para tamaños de grano de 30 micron a 2 mm,

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está diseñado específicamente para metales preciosos como el oro, el paladio, el tantalium y el cobre.

Con un bajo consumo de energía, puede maximizar la tasa de configuración en mineral.

Gracias a sus mini válvulas amuebladas con frecuencia, el colector de agua se puede ajustar como desee.

**TS EN 12100:2011, EN 60204-1** La máquina cumple con las normas de seguridad y las normas **CE**.

Tenemos 2 tipos de producción, incluyendo el tipo de laboratorio Gemini Masa y el tipo industrial

### Características

<b>Características técnicas</b>	<b>B150</b>	<b>B450</b>
Capacidad	~150kg/hora	~450kg/hora
Potencia del motor	0,37 kW	1,1 kW
Medidas	1500x1000x1000	2700x1750x1000
Peso	150kg	350 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO