

**MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZAS DE LABORATORIO.
ANCHO 600 MM**



SKU: N / A | **Categorías:** [Mesa de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio. Ancho 600 mm[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Mesa de trabajo de acero inoxidable con recorte para un equilibrio (wxdxh) 512 x 435 x 133 mm y con estante inferior de almacenamiento sin equilibrio
- Oscuro. (wxdxh) = 600 x 700 x 850 mm[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO