

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZAS DE LABORATORIO DE 1500 MM DE ANCHO



SKU: N / A | **Categorías:** [Mesa de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio de 1500 mm de Ancho[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Mesa de trabajo de acero inoxidable para balanzas de laboratorio de 1500 mm de ancho
- Mesa de acero inoxidable para balanzas de laboratorio con recorte (wxdxh 500 x 435 x 133 mm) a la derecha para un equilibrio y con estante de almacenamiento inferior sin balance
- Dimensiones: (wxdxh) = 1500 x 700 x 850 mm[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO