

## MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZAS DE LABORATORIO DE 1500 MM DE ANCHO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mesa de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio de 1500 mm de Ancho[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Mesa de trabajo de acero inoxidable para balanzas de laboratorio de 1500 mm de ancho.
- Mesa de acero inoxidable para balanzas de laboratorio con recorte a la izquierda para un equilibrio (wxdxh): 512 x 435 x 133 mm y con estante de almacenamiento inferior sin equilibrio
- Dimensiones: (wxdxh) 1500 x 700 x 850 mm

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO