

MESA VIBRATORIA DE 3000 RPM, INTERRUPTOR DE PEDAL



SKU: N / A | Categorías: [Mesas Vibrantes Estándar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mesa Vibratoria de 3000 rpm, Interruptor de Pedal

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Mesa vibratoria de 3000 rpm, interruptor de pedal.
- Mesa vibratoria de 3000 rpm con interruptor de pedal
- Área efectiva 350 x 350 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 350 x 350 x 225 mm
- Peso: 23 kg.
- 230 V / 50 Hz

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO