

MICROLITE DATALOGGER PARA CONTROL DE CADENA DE FRÍO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Memoria para 16000 muestras - Alarma programable - Rango -40 °C to 80 °C - USB para conectar directo a PC - Display LCD - A prueba de polvo y agua IP68 - Rápida velocidad de muestreo, una muestra por segundo - Batería de larga vida útil, tecnología NanoWatt

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO