

MICROLOG DATALOGGER PARA REGISTRO Y MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensores externos para temperatura, pH, 4-20mA, 0-10V - Información exportable - Pantalla LCD (las mediciones de los sensores son indicados en sus correspondientes unidades) - Memoria para 54000 muestras - Aprobación IP65/NEMA 4 - Comunicación infrarroja a impresora portátil - Batería con dos años de vida útil

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO