

MICROMETRO BELL-MICROMETRO-25



SKU: B-01-29-0901-1000 | **Categorías:** [Otros equipos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Micrometro-25
Código SKU	B-01-29-0901-1000
Marco	de pintura lisa
Superficie	lisa con escala cromada Con pinza de bloqueo Dispositivo de bloqueo del manguito de fricción para garantizar la repetibilidad
Rango de medición	0-25mm
Lectura	0,01mm
Caras	Se utiliza para medir longitudes cortas con precisión de medición con punta de carburo
Abrazadera	de bloqueo y tope de trinquete

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO