

## MICROPIPETA MARCA BELLTRONIC, AUTOCLAVABLE, 10 A 100 UL Y 100-1000 UL



**SKU:** BellMicropip-10-100 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [manejo de líquidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código SKU</b>	<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>
B-01-01-14-02-0600	BellMicropip-0,5-10	0,5-10 ul
	BellMicropip-2-20	2-20 ul
	BellMicropip-5-50	5-50 ul
B-01-01-14-02-0601	BellMicropip-10-100	10-100 ul
	BellMicropip-20-200	20-200 ul
	BellMicropip-50-200	50-200 ul
	BellMicropip-100-1000	100-1000 ul
	BellMicropip-200-1000	200-1000 ul

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO