


## MICROPLACA B-MICPLACA-001



**La placa bioenzimática está especialmente diseñada para ELISA y cumple con la norma ANSI SBS.**

- Mayor relación señal/ruido.
- Alta capacidad de adsorción de proteínas.
- Buena estabilidad entre lotes.
- Dividida en placas microtiter de 96 pocillos no desmontables y desmontables.
- Los pocillos de reacción son todos de fondo plano

**SKU:** BP-01-60-0500-0000 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La placa bioenzimática está especialmente diseñada para ELISA y cumple con la norma ANSI SBS.

- Mayor relación señal/ruido.
- Alta capacidad de adsorción de proteínas.
- Buena estabilidad entre lotes.
- Dividida en placas microtiter de 96 pocillos no desmontables y desmontables.
- Los pocillos de reacción son todos de fondo plano

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	Unidad	Cantidad de piezas enteras
Placa de bioenzima Saipu	B-MicPlaca-001	BP-01-60-0500-0000	Placa de enzimas, transparente, no extraíble	5 piezas / caja, 32 cajas / caja	Caja	160
	B-MicPlaca-002	BP-01-60-0500-0001	Placa de enzima, transparente, tira desmontable de 8 orificios, marco blanco	5 piezas / caja, 32 cajas / caja	Caja	160

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO