

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-D4



SKU: Bello-MicBioT-D4 | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo

Bello-MicBioT-D8 Bello-MicBioT-D7 Bello-MicBioT-D6 Bello-MicBioT-D4 Bello-MicBioT-D5

Cabeza de visualización	Monocular inclinado a 45 °,	●	●	●		
	Rotativo 360 °					
Cabezal binocular libre de compensación inclinado a	30°(55mm-75mm)				●	
	Cabezal Trinocular Libre De Compensación inclinado a					●
Ocular	WF10×/18mm	●	●	●	●	●
	Acromático 4 × , 10 × , 40 × (s)	●	●			
Objetivo	Acromático × , 10 × , 40 × (s) , 100 × (s) de aceite			●	●	●
	Escenario liso con clips deslizantes	●	●			
Escenario	Tamaño de la etapa: 120mm × 125mm					

Especificaciones	Modelo			
Condensador	Etapa mecánica de doble capa Tamaño de la etapa: 135mm × 135mm Rango de movimiento: 70mm × 30mm			
	Condensador 0.65 con diafragma disco	●		
	Condensador 0.65 con diafragma iris.		●	
Enfoque	N.A.1.25 Abbe Condensador con diafragma y filtro iris Coaxial enfoque grueso y fino ajuste de escala de enfoque fino valor 0.002mm			
	Lámpara incandescente 220V / 20W o 110V/20W	●		
Fuente de luz	Lámpara fluorescente 220V / 5W o 110V/5W		●	
	Bombilla halógena 6V / 20W, AC			●
	Luz regulable 220V / 110V intensidad			●
Accesorio Opcional	Ocular: WF16 × , WF20 × , PI6 × Objetivo:20×、60× (s) Espejo reflectante, cabeza de demostración (enseñanza) Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm)			

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Aumento del Objetivo	100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico
Ocular Microscopio	WF10×/18mm
Iluminación (≥-LX)	110V/20W, 110V/220V, 110v/5w, 220V/20W, 220V/5W, 6V/20W AC, Bombilla halogena, Lampara fluorescente, Lampara incandescente, regulable