

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-H1



SKU: Bello-MicBioT-H1 | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microscopio Bello-MicBioT-H1 Descripción del Producto:

Especificaciones		Modelo		
		Bello-MicBioT-H1	Bello-MicBioT-H2	Bello-MicBioT-H7
Cabezal de visualización	Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 °	●		
	Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm - 75 mm)		●	
	Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm - 75 mm)			●
Ocular	WF10×/18mm	●	●	●
Objetivo	Acromático × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite	●	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa	●	●	●
	Tamaño de la etapa: 126mm × 110mm	●	●	●
	Rango móvil: 70mm × 30mm	●	●	●
Condensador	N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros	●	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, valor de escala de enfoque fino 0,002 mm	●	●	●
Fuente de luz	LED1W,220V/110V	●	●	●

Accesorio opcional	Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × Objetivo: 20× (s) 、 60×(s) Luz LED Objetivo del semi-plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite Cabezal de visualización doble Campo oscuro y accesorio de contraste de fase Ocular de cámara digital COMS de 1.3Mega 、 3.0Mega 、 5.0Mega 、 10.0Mega píxeles Accesorio para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X
-----------------------	---

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO