

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-X



SKU: Bello-MicBioT-X | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo

Cabeza de visualización

Monocular inclinado a 45°
Rotativo 360 °

Bello-MicBioT-XNL Bello-MicBioT-XB Bello-MicBioT-XF Bello-MicBioT-XFB

●

●

●

●

●

●

●

Especificaciones		Modelo			
Ocular	WF10X	●	●	●	●
Objetivo	Acromático 4X 、 10X 、 40X (s)	●	●	●	●
Escenario	Escenario liso con clips deslizantes	●	●	●	●
	Tamaño de la etapa: 90mmX90mm				
Condensador	Singlelens con diafragma de disco	●	●	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque grueso	●		●	●
	Coaxial enfoque grueso y fino		●		●
	ajuste Fino valor de escala de enfoque 0.002mm				
Fuente de luz	Lampara incandescente 220V/20W or 110V/20W	●	●	●	●
Accesorio opcional	Ocular: WF16X 、 WF20X Objetivo: 20X、 60X (s) Iluminación LED				

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación (\geq-LX)	110V/20W, 220V/20W, Lampara incandescente
Aumento del Objetivo	10x, 40x, 4x, Acromatico
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino, Ajuste de Enfoque Grueso
Ocular Microscopio	WF10X

COTECNO