

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-XH



SKU: Bello-MicBioT-XH | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microscopio Bello-MicBioT-XH

Descripción del Producto:

Especificaciones		Modelo				
		Bello-MicBioT-XH	Bello-MicBioT-XHD	Bello-MicBioT-XHDS	Bello-MicBioT-XHB	Bello-MicBioT-XHBS
Cabeza de visualización	Monocular inclinado a 38 °	●				
	Monocular inclinado a 45 °, giratorio a 360 °		●	●	●	●
Ocular	WF10X	●	●	●	●	●
Objetivo	Acromático 4 × , 10 × , 40 × (s)	●	●	●	●	●
Escenario	Escenario liso con clips deslizantes	●				
	Tamaño de la etapa: 90mmX90mm					
	Escenario liso con clips deslizantes Tamaño de la etapa: 95mmX95mm		●	●	●	●

Condensador	Condensador 0.65 con diafragma de disco.	●	●	●	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque grueso	●	●		●	●
	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino			●		
Fuente de luz	Luz LED Transmitada, 110V / 220V		●	●		
	Luz LED incidente, transmitida, 110V / 220V	●			●	●
Accesorio opcional	Ocular: WF16x, WF20x, P16x Objetivo: 20x, 60x(s)					

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo	10x , 40x , 4x , Acromatico
Ocular Microscopio	WF10X
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino , Ajuste de Enfoque Grueso
Iluminación (≥-LX)	110V/220V , LED , luz transmitida

COTECNO