

## MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-XNL



**SKU:** Bello-MicBioT-XNL | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones		Modelo			
		Bello-MicBioT-XNL	Bello-MicBioT-XB	Bello-MicBioT-XF	Bello-MicBioT-XFB
Cabeza de visualización	Monocular inclinado a 45°	●	●	●	●
	Rotativo 360 °		●	●	●
Ocular	WF10X	●	●	●	●
Objetivo	Acromático 4X 、 10X 、 40X (s)	●	●	●	●
Escenario	Escenario liso con clips deslizantes	●	●	●	●
	Tamaño de la etapa: 90mmX90mm				
Condensador	Singlelens con diafragma de disco	●	●	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque grueso	●		●	●
	Coaxial enfoque grueso y fino		●		●
	ajuste Fino valor de escala de enfoque 0.002mm				

Especificaciones	Modelo	●	●	●	●
Fuente de luz	Lampara incandescente 220V/20W or 110V/20W				
Accesorio opcional	Ocular: WF16X , WF20X Objetivo: 20X、60X (s) Iluminación LED				

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Ocular Microscopio</b>	<a href="#">WF10X</a>
<b>Aumento del Objetivo</b>	<a href="#">10x, 40x, 4x, Acromatico</a>
<b>Tipo de Enfoque - Microscopio</b>	<a href="#">Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino, Ajuste de Enfoque Grueso</a>
<b>Iluminación (≥-LX)</b>	<a href="#">110V/20W, 220V/20W, Lampara incandescente</a>

COTECNO