

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-XNL



SKU: Bello-MicBioT-XNL | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Especificaciones | | Modelo | | | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Bello-MicBioT-XNL | Bello-MicBioT-XB | Bello-MicBioT-XF | Bello-MicBioT-XFB |
| Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45° | ● | ● | ● | ● |
| | Rotativo 360 ° | | ● | ● | ● |
| Ocular | WF10X | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo | Acromático 4X 、 10X 、 40X (s) | ● | ● | ● | ● |
| Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ● | ● | ● |
| | Tamaño de la etapa: 90mmX90mm | | | | |
| Condensador | Singlelens con diafragma de disco | ● | ● | ● | ● |
| Enfoque | Ajuste de enfoque grueso | ● | | ● | ● |
| | Coaxial enfoque grueso y fino | | ● | | ● |
| | ajuste Fino valor de escala de enfoque 0.002mm | | | | |

| Especificaciones | Modelo | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Fuente de luz | Lampara incandescente 220V/20W or 110V/20W | ● | ● | ● | ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF16X , WF20X Objetivo: 20X、60X (s) Iluminación LED | | | | |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ocular Microscopio | WF10X |
| Aumento del Objetivo | 10x, 40x, 4x, Acromatico |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino, Ajuste de Enfoque Grueso |
| Iluminación (≥-LX) | 110V/20W, 220V/20W, Lampara incandescente |

COTECNO