

## MICROSCOPIO BELLO-MICEST-W



**SKU:** Bello-MicEst-W | **Categorías:** [Microscopio Estereo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Cabeza de visualización	Binocular inclinado a 45 ° (55mm-75mm)
Ocular	WF10X/20mm
Objetivo	2X
Escenario	Plato de objetos negro / blanco Plato de objetos glaseado
Iluminación	Negro / blanco Sin luz Lámpara incandescente, luz incidente Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida
Accesorio opcional	Ocular: WF5X (18mm) 、WF15X(13mm) WF20X(20mm) Objetivo: 1X 2X 3X 4X 6X Plato de objeto blanco y negro: Φ60mm oΦ95mm Plato de objeto de vidrio esmerilado: Φ95mm Iluminación LED

### Modelo

Bello-MicEst-W1 Bello-MicEst-W2 Bello-MicEst-W3

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Iluminación ( $\geq$ -LX)**

[Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida](#), [Lámpara incandescente, luz incidentes](#), [Sin Luz](#)

**Aumento del Objetivo**

[2X](#)

COTECNO