

MICROSCOPIO BIOLÓGICO BELLO-MICBIO-X



Su serie microscopio está diseñada para que varias personas observen un espécimen al mismo tiempo. Tiene un sistema de imágenes infinito, un sistema de iluminación de alta iluminación y proporciona una imagen nítida y clara. Particularmente, es adecuado para aplicación de discusión en Clínica, Investigación y Docencia.

SKU: Bello-MicBio-X | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Especificaciones | Modelo |
|--|---|
| Cabeza de visualización Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30 ° 3-Enseñanza del cabezal binocular 75 55mm-75mm Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30 ° 4-Enseñanza del cabezal binocular 75 55mm-75mm | BellIO-MicBio-X BellIO-MicBio-XP |
| Ocular | WF10x/22mm ● ● |
| Objetivo | Objetivo acromático infinito; 4 × 10 × 40 × (s) 100 × (s) Aceite ● ● |
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa ● ● |
| | Tamaño de la etapa: 180mm × 150mm ● ● |
| | Rango de movimiento: 75mm × 50mm ● ● |
| Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro. ● ● |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino de enfoque ● ● |
| | Escala de enfoque fino valor 0.002mm |
| Fuente de luz | Bombilla halógena 12V30W. AC85V-230V brillo ajustable ● ● |
| Iluminador | Iluminación de alta iluminación Kohler ● ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × Objetivos del Plan Infinito: 20 × 、 60 (s)、 Objetivos acromáticos del plan infinito: 4 × 10 × 20 × 40 × (s) 60 × (s) 100 × (s) Aceite Otro modelo de bastidor base está disponible Compensación gratuita binocular y trinocular Cabezal (48mm-75mm) Cursor LED (puntero) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---|--|
| Aumento del Objetivo | 100x , 10x , 40x , 4x , Aceite , Acromatico Infinito |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino |
| Iluminación (\geq-LX) | Uluminacion Kohler |
| Ocular Microscopio | WF10X/22mm |

COTECNO