

MICROSCOPIO BIOLÓGICO BELLO-MICLEDPUN-1



- Cursor LED (Puntero)
- Para facilitar el intercambio entre el profesor y los alumnos, el microscopio está equipado con un puntero de cursor LED para indicar la imagen en el campo de visualización del microscopio, el puntero es del tipo de flecha y también se incluye el botón ajustable de intensidad de luz. El puntero se puede mover libremente y se puede indicar cualquier posición de la imagen.

SKU: Bello-MicLedPun-1 | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones		Modelo	
		Bello-MicLedPun-1	Bello-MicLedPun-1Y
Cabeza de visualización	Compensación de doble visión Cabeza binocular libre (55mm-75mm)	●	●
Indicador	Cursor LED (puntero)		●
Ocular	WF10×/22mm	●	●
Objetivo	Infinito Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa Etapa Tamaño: 180 mm × 150 mm Rango móvil: 75 mm × 50 mm	●	●
Condensador	N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro.	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial, valor de escala de enfoque fino 0.002mm	●	●
Fuente de luz	Bombilla halógena 6V / 20W, CA 220V / 110V Valor de escala de enfoque fino 0.002mm	●	●
Accesorio opcional	Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × Objetivo: 20×、 60(s)Infinito Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s)		

Especificaciones

Plan acromático de OilInfinity Objetivo: 4 × 、 10 × 、
20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite
Fase de contraste adjunto fotografía
Accesorio y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75
×
Cabezal binocular libre de compensación (48 mm-75
mm)

Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación (\geq-LX)	110V/220V, 6V/20W AC, AC, Bombilla halogena
Aumento del Objetivo	100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico Infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10X/22mm

COTECNO