

MICROSCOPIO BIOLÓGICO CON CÁMARA INCORPORADA - MARCA BELLTRONIC



Modelo		BellMBCIn-117M	BellMBCIn-300M	
Cabeza de Visión	Cabeza Binocular Libre de Compensación, Inclined a 30 °, Distancia Interpupilar 48-75mm	√		
	Sistema de cámara	Pixel válido	1280×1024 (1.3MPixel)	√
		Modo de Salida	USB2.0	√
		Sistema Operativo	WINDOWS7/8 2000 / XP/ VISTA	√
		Software	Scopelmaage 9.0	√
		Rango de campo de visualización	90%	√
	Cámara digital de píxel incorporada de 3M con Software Scopelmaage 9.0 Siedentopf cabeza binocular, 30 ° inclinado, distancia interpupilar 48-75mm		√	
Ocular	WF10×/ 18	√	√	
	P16×/ 11	●		
	Ocular de campo extra grande EW10 × / 20 con dioptría ajuste		●	
Objetivo	Objetivo Acromático 4×、10×、40×、100×	√	√	
Muserola	Muserola Cuádruple Retraíble	√		
	Muserola Cuádruple		√	
Platina	Platina mecánica Doble capa 132 × 142 mm, rango de movimiento 75 × 40 mm	√		
	Platina mecánica Doble capa 140 × 140 mm Rango de movimiento 75 × 40 mm		√	
Condensador	Abbe NA 1.20 con diafragma y filtro de diafragma	√		
	Condensador centrado deslizante Abbe NA1.25		√	

Enfoque	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, rango 24mm, división fina 0.004mm	√	
	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, rang 20mm,		√
Iluminación	LED 3W, brillo ajustable	√	
	Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable	●	
	lámpara del halógeno de 220V o 110V / 6V / 20W, brillo ajustable.		√
Accesorios	Kit de contraste de fases	●	●
	Aplique de campo oscuro	●	●
	Aplique de polarización	●	
Tamaño de Empaque	396*262*492(BellMBCIn-117M), 334*334*533(BellMBCIn-300M)	√	√
Peso Bruto	7.5kg (BellMBCIn-117M), 12.5kg (BellMBCIn-300M)	√	√

Nota: √ Equipo estándar, ● Opcional, Sin esta función

SKU: N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO