

## MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE FLUORESCENCIA - MARCA BELLTRONIC



Modelo	BellMBFI-1	BellMBFI-2
Iluminación directa fluorescente	B (Azul), G (Verde) Sistema de filtro de luz excitante del sistema ligero ordinario	
	Super lámpara de mercurio esférica de alta presión 100W HBO	
Pantalla protectora	Pantalla para resistir los rayos UV	
Poder	Salida CA 220V	
Cable de conexión	Con 2 conexiones	
Objetivo libre de fluorescencia	10X,20X,40X(S),100X(S,Oil)	
Aceite de inmersión	Aceite sin fluorescencia	
Fuente de alimentación	110/220V,50/60Hz	
Tamaño del paquete	440*340*220	460*350*250
Peso Bruto	17 Kg	

### Opcional:

Ocular electrónico de CMOS, 2.0.3.0 o 5.0 Megapíxeles, ultravioleta, sistema de filtro ligero excitante de la violeta y sistema ligero ordinario. Filtro emocionante emocionante EX450-490.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO