

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE LABORATORIO DE LA SERIE BELL208 - MARCA BELLTRONIC









	Especificación	Modelo					
		BellMic-208A	BellMic-208B	BellMic-208C	BellMic-208AP	BellMic-208BP	BellMic-208AB
Visualización de la cabeza	Deslizamiento de la cabeza binocular inclinada a los 45	√					
	Cabeza trinocular inclinada en 45		√				
	Compensación de cabeza binocular libre inclinada at30				√		√
	Compensación libre cabeza trinocular inclinada at30			√		√	
Muserola	Muserola	√	√	√	√	√	√
Ocular	WF10X / 18 mm	√	√	√	√	√	√
Objetivo	Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)	√	√			√	√
	Plan Acromático Infinito 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)			√	√		

Escenario	Etapas mecánicas de doble capa 135 * 140 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condensador	Condensador ABBE NA1.25 con iris Diafragma y filtro, cremallera y piñón ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación	Iluminación empotrable, lámpara halógena 6V / 20W	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios	Foto adjunta, Video ajuste		✓	✓		✓	
	Condensador de campo oscuro, Conjunto de polarización, Kit de contraste de fase	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paquete	Dibujos animados con espuma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tamaño del paquete	250 * 360 * 460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso bruto	8kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SKU: N / A | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#), [Microscopio Boeco](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Ocular Microscopio	Iluminación (≥-LX)
	BellMic-208A	Código del Producto: BellMic-208A - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208AB	Código del Producto: BellMic-208AB - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208AP	Código del Producto: BellMic-208AP - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208B	Código del Producto: BellMic-208B - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208BP	Código del Producto: BellMic-208BP - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208C	Código del Producto: BellMic-208C - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ocular Microscopio

[WF10×/18mm](#)

Iluminación (≥-LX)

[Iluminacion empotrable](#)

COTECNO