

## MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE LABORATORIO DE LA SERIE BELLBX - MARCA BELLTRONIC









	Especificación	Modelo					
		BellMicBx-101A	BellMicBx-101B	BellMicBx-102A	BellMicBx-102B	BellMicBx-102C	BellMicBx-103C
Visualización de la cabeza	Cabeza monocular inclinada a 45	√					
	Observación doble 45, - 90 inclinado y vertical 360 giratorio		√				
	Cabeza binocular deslizante inclinada a 45			√	√		
	Compensación de cabeza binocular libre inclinado a 30					√	
	Cabeza triocular deslizante libre inclinada a 45						√
Muserola	Muserola	√	√	√	√	√	√
Ocular	WF10X18mm	√	√	√	√	√	√
Objetivo	Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, O)	√	√	√	√	√	√
Escenario	Etapa mecánica de doble capa 115 * 125 mm Gama móvil 30X50 mm	√	√	√	√	√	√

Condensador	Condensador ABBENA1.25 con Diafragma Iris y filtro, cremallera y piñón ajustable	√	√	√	√	√	√
Iluminación	Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V / 20W,	√	√	√	√	√	√
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	√	√	√	√	√	
Paquete	Dibujos animados con espuma	√	√	√	√	√	√
Tamaño del paquete	230 * 360 * 460 mm	√	√	√	√	√	√
Peso bruto	6kg	√	√	√	√	√	√

Nota: 110V / 220V para lámpara LED, 220V solo para lámpara halógena

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicBx-101A	Código del Producto: BellMicBx-101A - Monocular	Any SKU / Modelo
	BellMicBx-101B	Código del Producto: BellMicBx-101B - Monocular	Any SKU / Modelo
	BellMicBx-102A	Código del Producto: BellMicBx-102A - Binocular	Any SKU / Modelo
	BellMicBx-102B	Código del Producto: BellMicBx-102B - Binocular	Any SKU / Modelo
	BellMicBx-102C	Código del Producto: BellMicBx-102C - Binocular	Any SKU / Modelo
	BellMicBx-103C	Código del Producto: BellMicBx-103C - Trinocular	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO