

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE LABORATORIO DE LA SERIE BELLXSB - MARCA BELLTRONIC



	Especificación	Modelo				
		BellMicXSB-301P	BellMicXSB-301B	BellMicXSB-103B	BellMicXSB-102B	BellMicXSB-301A
Visualización de la cabeza	Compensación de cabeza binocular libre inclinado a 30			√		
	Compensación sin cabeza trinocular inclinada a 30	√	√			
	Cabeza binocular deslizante inclinada a 45				√	
	Cabeza trinocular deslizante inclinada a 45					√
	Deslizamiento Binocular / Trinocular cabeza inclinada a 45					
Muserola	Muserola	√	√	√	√	√
Ocular	WF10X18mm	√	√	√	√	√

Objetivo	Plan Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)	√				
	Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)		√		√	
	Acromático 10X, 20X, 40X (S) 100X (S, aceite)					√
Escenario	Etapas mecánicas de doble capa 135 * 140 mm	√	√		√	√
Condensador	Condensador ABBE NA1.25 con iris Diafragma y filtro, cremallera y piñón ajustable	√	√		√	√
Iluminación	Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V / 20W,	√	√		√	√
Fuente de alimentación	AC 110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	√	√		√	√
Accesorios	Foto adjunta, Videoajuste	√	√			√
	Condensador de campo oscuro, Conjunto de polarización, Kit de contraste de fase	√	√		√	√
Paquete	Cada conjunto en espuma de poliestireno, a la caricatura de seguridad	√	√		√	√
Paquete	Dibujos animados con espuma	√	√		√	√

Tamaño del paquete	240 * 340 * 400 mm	√	√	√	√	√
Peso bruto	7kg	√	√	√	√	√

SKU: N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		BellMicXSB-102B Código del Producto: BellMicXSB-102B - Binocular	Any SKU / Modelo
		BellMicXSB-103B Código del Producto: BellMicXSB-103B - Binocular	Any SKU / Modelo
		BellMicXSB-301A Código del Producto: BellMicXSB-301A -Trinocular	Any SKU / Modelo
		BellMicXSB-301B Código del Producto: BellMicXSB-301B - Trinocular	Any SKU / Modelo
		BellMicXSB-301P Código del Producto: BellMicXSB-301P - Trinocular	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO