

## MICROSCOPIO BIOLÓGICO ECONÓMICO - MARCA BELLTRONIC



Modelo	BellMBEc-500D	BellMBEc-500E	BellMBEc-500SM	BellMBEc-500V
Cabeza de visualización	Cabeza Monocular Inclínada a 45 °	Cabeza Binocular Libre de Compensación Inclínada a 30 °	Compensación Gratis. Cabeza Trinocular	Cabeza de visualización doble, un tubo 30 °, inclinado y otro tubo vertical, giratorio 360 °
Objetivos acromáticos	4X,10X,40X(S),100X(S,Oil)			
Ocular	Ocular de campo amplio: WF10X, (opcional WF16X)			
Platina	Platina mecánica doble capa 125X135mm	Platina mecánica doble capa 125X115mm	Platina mecánica doble capa 125X135mm	
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 30mm, intervalo de enfoque 0.002mm			
Condensador	Abbe NA = 1.25 con Iris Diafragma y filtro			
Iluminación	LED (1W) Lámpara 220V o 110V, (lámpara del LED 3W opcional, bombillo halógeno 6V / 20W opcional)			
Tamaño de Empaque	370*230*470mm			
Peso Bruto	5kg			

Nota: Microscopio trinocular se puede instalar cámara y pantalla.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 <p data-bbox="167 808 352 835">BellIMBEc-500SM</p>	BellIMBEc-500SM	Compensación de la cabeza trinocular libre, 360 ° giratorio	Any SKU / Modelo
 <p data-bbox="167 1346 352 1373">BellIMBEc-500D</p>	BellIMBEc-500D	Cabeza Monocular Inclínada a 45°	Any SKU / Modelo
 <p data-bbox="188 1821 373 1848">BellIMBEc-500E</p>	BellIMBEc-500E	Cabeza Binocular Libre de Compensación Inclínada a 30°	Any SKU / Modelo

**Imagen****SKU****Descripción****SKU / Modelo**

BellMBEc-500V

Cabeza de visualización doble, un tubo 30°,  
inclinado y otro tubo vertical, giratorio 360°

Any SKU / Modelo

BellMBEc-500V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO