

## MICROSCOPIO BIOLÓGICO POLARIZADO - MARCA BELLTRONIC



Modelo		BellMBPo-107B	BellMBPo-107T
Cabeza de visualización	Cabezal binocular deslizante a 45 °, 360 ° giratoria	√	
	Cabezal trinocular deslizante a 45 °, 360 ° giratorio		√
Ocular	Ocular WF10×/ 18 con escala de Crosshair	√	√
	Ocular WF10×/ 18	√	√
Objetivo	Objetivo acromático libre de deformación 4×, 10×, 40×	√	√
Pieza nasal	Centro ajustable	√	√
Analizador	Analizador giratorio con graduación 0°-90°	√	√
Bertrand Lens	Lente de Bertrand, deslizamiento dentro / fuera de la trayectoria óptica	√	√
Compensador óptico	λ Slip (Rojo de primera clase)	√	√
	1/ 4λ Slip	√	√
	Cuña de cuarzo	√	√
Platina circular giratoria	Díámetro Φ160mm, Graduado en 1 ° Incrementos, Resolución mínima 6 'al usar la Escala Vernier	√	√
Condensador	Condensador Abbe con diafragma y filtro de diafragma	√	√
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango 28mm, división fina 0.002mm	√	√
Polarizador	Deslizamiento dentro / fuera del trayecto óptico, situado en la parte superior del colector	√	√
Iluminación	Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable	√	√
Tamaño de Empaque	327*273*425mm	√	√
Peso Bruto	7.5kg	√	√



Note: √ Equipo Estándar, ● Opcional

Microscopio trinocular se puede instalar cámara y pantalla

SKU: N / A | Categorías: [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMBPo-107T	Cabezal trinocular deslizando a 45°, 360° giratorio	Any SKU / Modelo
	BellMBPo-107B	Cabezal binocular deslizando a 45°, 360° giratoria	Any SKU / Modelo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO