

## MICROSCOPIO DE ALTA POTENCIA- MARCA BELLTRONIC



### Parámetros técnicos:

Modelo	BellMicAltPot-550 (fondo blanco) 7 pulgadas / 9 pulgadas opcional
Sistema óptico	Aberración cromática Infinita
Viendo la cabeza	La cabeza con bisagra está inclinada a 30 °
Tamaño de pantalla (Mm)	150 * 80 mm (7 pulgadas) / 200 * 120 mm (9 pulgadas)
Ocular	Punto alto de campo plano p10x / 18mm,
Objetivo	Objetivo objetivo plano apocromático 4X, 10X, 40X,
Convertidor	Convertidor de inclusión de tres agujeros
Sistema de enfoque	Coaxial grueso y fino, con un dispositivo de ajuste, límite superior mecánico
Escenario	Plataforma de movimiento mecánico de una sola capa de 140 * 132 mm Rango de movimiento: 76 * 50 mm
Condensador	Lentes de colección de iluminación Na1.25 kola
Iluminador	Fuente de alimentación conmutada 100v-240v, led de alto brillo único (6w), la intensidad de la luz se puede ajustar continuamente
Dispositivo fotográfico	1x ocular fotográfico
Sistema de fotografía	Con el sistema de fotografía importado de alta definición incorporado, la velocidad de transmisión de señal rápida, la reproducción de color alta, el efecto goodimaging, y puede observar la circulación de sangre, sangre seca.
Otra configuración de funciones	Escribir la interfaz de fotografía c
Lista de configuración	Cuerpo del instrumento, cabeza de observación monocular, ocular, lente del objetivo (4-10-40), cable de alimentación, cable de garantía incorporado, alquitrán de incienso, bolsa para el polvo, plano de instalación, gráfico de pared, aguja de extracción de sangre, bolígrafo de sangre, portaobjetos, manual de usuario, caja de aluminio, sistema incorporado de fotografía de alta definición.
Tamaño de embalaje	200 * 290 * 365mm

**SKU:** BellMicAltPot-550 | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO