

MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BELLO-MICCOM-1



El microscopio de comparación modelo Bello-MicCom-1 le permite ver dos imágenes (izquierda y derecha) de dos objetos al mismo tiempo. Ajustar dos imágenes para conectar o trasladar, luego diferenciar la diferencia de minuciosidad entre ellas, por ejemplo, identificando la marca de la bala, la marca de la herramienta, la huella digital, el sello, las letras, el dinero, el trabajo de prensado, etc. Es un instrumento ideal para la Policía y otros departamentos. que necesitan comparación de objetos.

SKU: Bello-MicCom-1 | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Hay varios estados de visualización diferentes disponibles en el cabezal de comparación: Imagen izquierda completa, imagen derecha completa, una parte de imagen izquierda y derecha, imagen de superposición izquierda y derecha.
- El aumento total de la cabeza de comparación: 1X
- El campo de visión del cabezal de comparación es de más de 20 mm.
- Se aplican 195 objetivos de la serie.
- Objetivos de microscopio biológico 4X, 10X, 20X, 40X, 50X, 60X, 100X son adecuados para este microscopio.
- Cabezal de comparación monocular, binocular o trinocular: (opcional)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo

[100x](#), [10x](#), [20x](#), [40x](#), [4x](#), [50x](#), [60x](#)

COTECNO