

MICROSCOPIO DIGITAL BELLO-MICDIG-Y6



El microscopio digital modelo Bello-MicDig-Y6 es una reforma del microscopio. ¡Se rompe a través de las funciones más importantes del microscopio normal e inicia una época en la micro-tecnología! Mediante la instalación de CMOS, transmitiéndolo a la computadora mediante la tecnología digital que se aplica en el microscopio, se amplía la gama de aplicaciones de microscopios.

SKU: Bello-MicDig-Y6 | **Categorías:** [Microscopio Digital](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El software de medición de imágenes, especialmente desarrollado para microscopios digitales, hace que el usuario observe los datos de la imagen con mayor claridad. La imagen que se muestra en la pantalla de la computadora se puede ampliar cientos de veces más que la observada con el ocular. Eso le permite observar la muestra con mayor claridad. y fácilmente

Especificaciones	Modelo
Cabeza de visualización Cabeza binocular digital libre compensación CMOS de 0,3 megapíxeles Inclinado a 30°	Bello-MicDig-Y6 ○
Cabeza binocular digital libre compensación CMOS de 1,3 megapíxeles Inclinado a 30°	●
Distancia interpupilar 55mm -75mm	●
Ocular WF10X/ 18mm	●
Objetivo Objetivo acromático: objetivo: aceite 4X, 10X, 40X (S), 100X (S)	●
Condensador N. A.1.25 Condensador Abbe con diafragma de iris y filtro	●
Enfoque Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con cremallera y piñón Mecanismo de enfoque fino valor de escala 0.002mm	●
Recolector Colector de luz de alto brillo	●
Fuente de luz Bombilla halógena 6V / 20W.AC 85V-230V Brillo ajustable	●

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino , Cremallera , Piñon
Aumento del Objetivo	100x , 10x , 40x , 4x , Aceite , Acromatico
Ocular Microscopio	WF10x/18mm

COTECNO