

## MICROSCOPIO ESTÉREO DE AUMENTO FIJO - MARCA BELLTRONIC



Modelo		BellMicEstFij-2L					
Ocular	WF10X	Objetivo	1X	2X	3X	4X	6X
		Aumento	10X	20X	30X	40X	60x
		FieldOfView (mm)	20.0	10.0	6.7	5.0	3.35
		Distancia de trabajo (mm)	56	81	61	58	66
Fuente de alimentación		AC110 / 220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz					
Tamaño del paquete		335 * 270 * 160 mm					
Peso bruto		3.6kg					
NOTA		110V / 220V para lámpara LED, 220V solo para lámpara halógena					

**SKU:** BellMicEstFij-2L | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO