

MICROSCOPIO MONOCULAR



Microscopio Monocular Bell-MicroMono

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Bell-MicroMono-116NL	Bell-MicroMono-116B	Bell-MicroMono-116F	Bell-MicroMono
cabeza de observación				
monocular inclinada a 45°	●	●	●	●
rotación de 360°		●	●	●
ocular		●	●	●
WF10X	●	●	●	●
plataforma				
Plataforma simple con rebanado y prensado	●	●	●	●
Tamaño de la plataforma: 90mmX90mm				
condensador				
Condensador de una sola pieza con parada de luz de cuadrante	●	●	●	●
enfoco				
Mecanismo de enfoque grueso	●		●	●
Valor de cuadrícula de micromovimiento del mecanismo de enfoque coaxial grueso y de micromovimiento 0,002 mm		●		●
fuelle de luz				
Lámpara incandescente 220V/20W o 110V/20W	●	●	●	●

Accesorios disponibles

Ocular: WF16X, WF20X
 Lente objetivo: 20X, 60(s)
 Iluminación LED

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO