

MICROTOMO ROTATIVO MANUAL BELLMICMAN2508 - MARCA BELLTRONIC



Parámetros técnicos:

Modelo	BellMicMan-2508
Rango de espesor de	1 De 35µm continuo seccionamiento; La Corte espesor se puede ajustar a cualquier valor > 35µm
Valor de ajuste mínimo	1µm
Tamaño máximo de la muestra	60*40mm
Error de precisión	± 1%
Soporte de la cuchilla	Perfil bajo o alto perfil hoja desechable Acero soporte de cuchillo o Cuchilla desechable titular
Accesorios estándar	Muestra estándar abrazadera, desechable soporte de la cuchilla, cuchilla del micrótopo desechables (10 Unid)
Tamaño externo	450*320 320mm
Tamaño del paquete	540*450*470mm
G.w.	30 kg

SKU: BellMicMan-2508 | **Categorías:** [Micrótopo](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO