


## MILLIPORE BEVIGARD M CWSC03SB1 CARTRIDGE FILTER




**SKU:** CWSC03SB1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE BEVIGARD M CWSC03SB1 CARTRIDGE FILTER

Part Number: CWSC03SB1



#### Especificaciones

Marca	Millipore Bevigard M
Modelo	C WSC 0 3 S B 1
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
Diámetro en pulgadas	Ø2.9
Diámetro mm	Ø73.7



### MILLIPORE BEVIGARD-M FILTROS DE CARTUCHO

Filtros de cartucho Bevigard-M están diseñados para aplicaciones de bebidas prefiltración como aclaración o para las etapas de filtración finales tales como la esterilización de protección de filtro de grado o reducción de la carga biológica del agua.

Se utiliza como filtro final para la reducción de la carga biológica, que ofrecen una excelente eficiencia de remoción de microorganismos.

### **Características / Beneficios**

- Pre-filtración
- reducción de la carga biológica
- excelente eliminación de microorganismos

### **Condiciones de Operación**

- Temperatura de funcionamiento máxima 80 ° C (175 ° F)
- Presión de funcionamiento máxima de 3,5 bar

### **Aplicaciones típicas**

- Alimentación y bebidas
- Aplicaciones para el agua

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO