


MILLIPORE BEVIGARD M CWSS04SB1 CARTRIDGE FILTER




SKU: CWSS04SB1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE BEVIGARD M CWSS04SB1 CARTRIDGE FILTER

Part Number: CWSS04SB1



Especificaciones

Marca	Millipore Bevigard M
Modelo	C WSS 0 4 S B 1
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	Ø2.9
Diámetro mm	Ø73.7



MILLIPORE BEVIGARD-M FILTROS DE CARTUCHO

Filtros de cartucho Bevigard-M están diseñados para aplicaciones de bebidas prefiltración como aclaración o para las etapas de filtración finales tales como la esterilización de protección de filtro de grado o reducción de la carga biológica del agua.

Se utiliza como filtro final para la reducción de la carga biológica, que ofrecen una excelente eficiencia de remoción de microorganismos.

Características / Beneficios

- Pre-filtración
- reducción de la carga biológica
- excelente eliminación de microorganismos

Condiciones de Operación

- Temperatura de funcionamiento máxima 80 ° C (175 ° F)
- Presión de funcionamiento máxima de 3,5 bar

Aplicaciones típicas

- Alimentación y bebidas
- Aplicaciones para el agua

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO