

MILLIPORE CLARIGARD D002F1T CARTRIDGE FILTER



SKU: D002F1T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D002F1T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002F1T



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 002 F 1 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO