

MILLIPORE CLARIGARD D002N0V CARTRIDGE FILTER



SKU: D002N0V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D002N0V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002N0V



Especificaciones

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Marca | Millipore Clarigard |
| Modelo | D 002 N 0 V |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 0.2 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| Material | Polypropylene |
| O-Ring / juntas / | Fluoroelastomers |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 2 |
| Longitud en cm | 5.1 |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8 |
| Diámetro mm | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO