

## MILLIPORE CLARIGARD D002N4T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D002N4T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D002N4T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002N4T



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 002 N 4 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO