

## MILLIPORE CLARIGARD D002P2E CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D002P2E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D002P2E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002P2E



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 002 P 2 E
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Ethylene propylene

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO