

MILLIPORE CLARIGARD D002P2V CARTRIDGE FILTER



SKU: D002P2V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D002P2V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002P2V



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 002 P 2 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO