

MILLIPORE CLARIGARD D002P4S CARTRIDGE FILTER



SKU: D002P4S | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D002P4S CARTRIDGE FILTER

Part Number: D002P4S



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 002 P 4 S
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	$\varnothing 2.8$
Diámetro mm	$\varnothing 71.1$

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO