

## MILLIPORE CLARIGARD D00351T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D00351T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D00351T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D00351T



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 003 5 1 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO