

MILLIPORE CLARIGARD D00371E CARTRIDGE FILTER



SKU: D00371E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D00371E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D00371E



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 003 7 1 E
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.3
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Ethylene propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	$\text{\O}2.8$
Diámetro mm	$\text{\O}71.1$

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO