

## MILLIPORE CLARIGARD D003F1E CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D003F1E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D003F1E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003F1E



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 003 F 1 E
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.3
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Ethylene propylene

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	$\text{Ø}2.8$
Diámetro mm	$\text{Ø}71.1$

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO