

MILLIPORE CLARIGARD D003F2T CARTRIDGE FILTER



SKU: D003F2T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D003F2T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003F2T



Especificaciones

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Marca | Millipore Clarigard |
| Modelo | D 003 F 2 T |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 0.3 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| Material | Polypropylene |
| O-Ring / juntas / | PTFE encapsulated fluoroelastomers |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 20 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8 |
| Diámetro mm | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO