

## MILLIPORE CLARIGARD D003N1P CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D003N1P | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D003N1P CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003N1P



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 003 N 1 P
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO