

## MILLIPORE CLARIGARD D003N1V CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D003N1V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D003N1V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003N1V



#### Especificaciones

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Marca                    | Millipore Clarigard |
| Modelo                   | D 003 N 1 V         |
| Tipo                     | Cartridge Filter    |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.3                 |
| Temperatura máxima de °C | 80                  |
| Temperatura máxima de °F | 176                 |
| Material                 | Polypropylene       |
| O-Ring / juntas /        | Fluoroelastomers    |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 10    |
| Longitud en cm       | 25.4  |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8  |
| Diámetro mm          | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO