

## MILLIPORE CLARIGARD D003N3P CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D003N3P | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D003N3P CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003N3P



#### Especificaciones

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Marca                    | Millipore Clarigard    |
| Modelo                   | D 003 N 3 P            |
| Tipo                     | Cartridge Filter       |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.3                    |
| Temperatura máxima de °C | 80                     |
| Temperatura máxima de °F | 176                    |
| Material                 | Polypropylene          |
| O-Ring / juntas /        | Polyethylene flat seal |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 30    |
| Longitud en cm       | 76.2  |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8  |
| Diámetro mm          | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO