

MILLIPORE CLARIGARD D003P4T CARTRIDGE FILTER



SKU: D003P4T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D003P4T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D003P4T



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 003 P 4 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO